

Achtung!
Nur für
speziell
zertifizierte
Händler.

BESTELLFORMULAR

VenoTrain® angioflow

BAUERFEIND AG
T +49 (0) 800 001 05 10
F +49 (0) 800 001 05 15

ÖSTERREICH
T +43 (0) 800 44 30-130
F +43 (0) 800 44 30-131

SCHWEIZ
T +41 (0) 56 485-82 42
F +41 (0) 56 485-82 59

Lieferadresse (falls abweichend)

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

--	--	--	--	--	--	--	--


Kundennummer

Kommission

Hinweis: Aufgrund der Produktbesonderheiten darf der VenoTrain angioflow ausschließlich von speziell geschulten und zertifizierten Händlern vermessen und bestellt werden. Wenn Sie nicht zu dieser Händlergruppe gehören, wenden Sie sich bitte unter o.g. Telefonnummer an uns.

Empfehlung: Der VenoTrain angioflow ist am besten digital mit Bodytronic zu vermessen und zu bestellen. Dieses Bestellformular dient lediglich als Ausweichlösung. Für eine perfekte Passform sind alle Messpunkte erforderlich.

Ausführung: AD, Ccl 1, gFs, Farbe Caramel

links	Umfangmaße	rechts	Längenmaße
cD		cD	ℓD
cC0		cC0	ℓC0
cC		cC	ℓC
cB2		cB2	ℓB2
cB1		cB1	ℓB1
cB0		cB0	ℓB0
cB		cB	ℓB
cY		cY	
cA		cA	
Fußlänge mit Fußspitze			

Einzel Paar

Alle Angaben in cm. Für falsche Maßangaben haftet der Besteller.

Messpunkt A – Vorfuß im Verlauf der Zehengrundgelenke

Messpunkt Y – Über Ferse und Spann in Dorsalflexion mit gespannten Sehnen

Messpunkt B – Schmalste Stelle Fesselbereich oberhalb des Knöchels

Messpunkt B0 – Halbe Länge zwischen den Messpunkten B und B1

Messpunkt B1 – Höhe Wadenansatz

Messpunkt B2 – Halbe Länge zwischen den Messpunkten B1 und C

Messpunkt C – Größter Wadenumfang

Messpunkt C0 – Halbe Länge zwischen den Messpunkten C und D

Messpunkt D – Schmalste Stelle unterhalb der Kniekehle

Fußlänge – Länge von Ferse bis zum längsten Zeh